



民生科技
Minshengkeji

ZDHR-3微机灰熔性测定时仪

使
用
说
明
书

鹤壁市民生科技开发有限责任公司

目 录

一、概述	-----	1
二、规格、技术参数	-----	1
三、仪器结构	-----	2
四、炉体安装	-----	3
五、软件安装	-----	4
六、仪器的使用	-----	4
七、操作步骤	-----	6
八、使用注意事项	-----	9



一. 概述

微机灰熔点测定仪是利用微机对灰熔融性测定过程进行自动控制，灰堆图像直接在微机上显示，并可将灰锥结果图像及相应温度值自动打印，实验过程的图像及温度自动存入磁盘。该仪器可广泛应用于电力、煤炭、冶金等行业。该产品具有以下主要特点：

- ★ 微机自动控制温升，温升特性符合国标 GB219
- ★ 灰锥图像自动在微机屏幕上显示
- ★ 系统具有存盘及写盘功能，可将灰锥图像存入计算机并可以随时调出
- ★ 可打印灰锥图像结果及温度
- ★ 屏幕显示温升曲线
- ★ 系统采用WINDOWS操作系统



二. 主要规格及技术参数

高温炉： 卧式炉

加热元件： 硅碳管

最高加热温度： 1500℃

温度输入元件： 铂铑-铂 热电偶

温度显示精度： ≤0.2% (FS)

升温控制方式： 自动加速度控制

升温速度： <850℃ 15-20℃/min

850~900℃ 15-1℃/min

900~1500℃ 5℃/min


注:由于高温炉的热惯性较大,为保证900℃后升温速度满足5℃/分钟的要求,从850℃开始逐渐降低温升速度,因此这个阶段温升速度为15~1℃/分钟。

灰堆观察方式:摄像机摄取,计算机显示
本仪器符合国家标准《煤灰熔融性的测定方法》(GB219-96)所提示四点技术要求:

- 1、高温恒温带长约30mm ($\Delta t=5^{\circ}\text{C}$)。
- 2、能比较准确地控制升温速度(900℃以前为15~20℃/min,900℃以后为5℃±1℃/min)并在三小时内加热到1500℃。
- 3、可用通气法或封碳法来控制炉内气氛为弱还原性,用空气于炉内自由流通的方法来控制为氧化性气氛。
- 4、800℃以后炉内试样即清晰可见。

三. 仪器结构


本仪器由计算机、控制箱、高温炉组成。见下图:



计算机内插有采集卡。仪器内装有摄像机及控温元件。

高温炉为卧式炉,加热元件为硅碳管。

四. 仪器安装

- 1、将仪器放置水平，将硅碳管小心地插入刚玉外管内，再将刚玉内套管插入硅碳管内，并在硅碳管的两头垫上石棉板圆环槽，让装在外挡板上的石棉板圆环槽将硅碳管卡住，硅碳管与刚玉外管之间隙均匀，否则，应调整石棉板，然后插入刚玉内套管，盖上观察孔盖和电偶盖。
- 2、在硅碳管喷铝部位装上电极卡子，接上导线，导线用带有瓷珠的连接线连接到炉体下方的接线柱上。卡子离炉体较近部分应切成斜槽，不要接触到炉体和外挡板的螺丝，以免短路。
- 3、取出摄像头及镜头，安装到摄像头支架，拧开镜头盖，使摄像头对准高温炉的观测孔，连接摄像头电源，将摄像头的信号线连接到电脑的视频采集卡上，打开微机灰熔点测定仪软件或采集卡自带的视频软件，调整镜头角度，在电脑软件观察窗口能够清晰看到。
- 注意：摄像头与高温炉观测孔应保持 15 厘米的距离，以免温度过高损坏摄像头。**
- 4、将热电偶插入电偶盖孔内，电线分清正负极，插入线路板。
- 5、打卡采集卡包装盒，取出采集卡，打开电脑主机机箱，将视频采集卡安装在一个空的 PCI 插槽上，从视频采集卡包装盒中取出螺丝，将视频采集卡牢牢地固定在机箱上，将摄像头的信号线连接到视频采集卡上，将视频采集卡的安装盘放入光驱，安装视频采集卡驱动，重新启动计算机，完成采集卡软件的安装。

6、将所带电缆线接至~220V 单相电源，然后用串行通讯电缆与主控微机连接。

五、软件安装

系统软件需要在 WINDOWS98 以上版本安装。

系统的安装程序文件名为 SETUP. EXE。

1、打开计算机，进入 WINDOWS 操作系统。

2、将随机配备光盘插入光驱。

3、用鼠标双击“我的电脑”图标，屏幕显示计算机的配置。

4、用鼠标双击光驱图标，屏幕将显示光盘上的内容。

5、找到 SETUP 图标，并用鼠标双击将运行安装、程序，该程序将自动完成系统的安装。

六、仪器的使用

1、高温带测定。仪器安装好后，必须测量其高温带，以选择试样放置部位。

2、试样放置于灰锥托板上。

灰锥托板放置于刚玉舟之槽中。然后在刚玉舟里放置控制气氛用的物质，如木炭、无烟煤、石墨等。

7、炉内气氛控制。

(1) 弱还原性气氛

本仪器之高温炉炉膛有两种：气密的刚玉管和气疏的高刚玉管（通常仪器配套的是气疏的高刚玉管）其弱还原性气氛的控制方法分别是：

A、气密刚玉管：于炉膛中央放置石墨（粒度≤0.2mm,灰分≤15%）5~6g 或通入 50±10% 的 H₂ 和±10% 的 CO₂ 混合气体，通气速度≥100ml/min。

B、气疏高刚玉管：于炉膛中央放置石墨（粒度≤0.2mm,灰分≤15%）15~20g，石墨两侧放置无烟煤（粒度≤0.5mm,灰分≤15%）30~40g。

封入的含碳物质除石墨、无烟煤外，亦可是木炭、焦炭、石油焦等。它们的粒度、数量和放置部位视具体情况而定。

（2）氧化性气氛

炉内不放任何含碳物质，并使空气自由流通。

（3）炉内气氛鉴定

当采用封入含碳物质的办法来产生弱还原性气氛时，需用下列方法之一来判断炉内气氛。


A、标准锥法：选取含 Fe₂O₃ 20~30% 的易熔煤灰，预先在强还原性（炉内通 100%H₂ 或封入大量无烟煤或木炭），弱还原性和氧化性气氛中分别测出其熔融性温度（在强还原性和氧化性气氛之 T₂ 或 T₃ 应比弱还原性气氛者高 100~300℃），然后以它们为标准来鉴定炉内气氛。如测出的 T₂ 或 T₃ 还原与弱性气氛中的测定值相差不超过 50℃，则证明炉内气氛为弱还原性；否则，应根据它们与强还原性和氧化气氛中的测定值的相差情况以及封入之含碳物质的氧化程度来判断气氛是强还原性还是氧化性。

B、取气分析法：从炉子高温带以 5~7ml/min。的速度取出气体进行万分分析如在 1000~1300℃ 内还原性气体（主要是 CO，也包括 H₂, CH₄），为 10~70% (1100℃下它们和 CO₂ 之体积比 1 : 1) 且 O₂

含量 0.5% 则为弱还原性气氛。

七、操作

打开计算机以后，再开灰熔点炉体的电源，然后用鼠标单击“开始”按钮。屏幕出现“开始”菜单。单击“开始”菜单上的“程序”项，在“程序”项上找到“微机灰熔点”并单击或双击桌面上的“微机灰熔点”快捷图标，既开始运行灰熔融性测定程序，屏幕显示出主画面。此时按任意键或等待数秒钟后程序进入主程序。如下图：



1、开始及停止测试

单击“开始”键，系统将开始升温，升温过程由计算机自动控制，图像自动存入 C:\PROGRAM FILES\微机灰熔点 文件中，当下次测试时该文件自动被删除。

当温度大于 1500℃时系统将自动结束测试。

如果您需要在测试过程中停止测试，可用鼠标

单击“停止”键停止测试。

2、当您首次操作或图像不清晰时，可通过设置功能调整图像的清晰度。

a：单击“设置”键屏幕显示灰堆的即时图像。

b：打开控制箱的上盖，在炉温 800℃时观察计算机上的图像，调整摄像头的光圈，使图像亮度可辨，调节焦距使图像清晰无虚影。

调节控制箱的底脚使图像位于图像监视窗的中央。

c：调节完毕后，单击设置上的“确定”退出设置。

3、特征温度的观察

在测试完成后，可通过“翻页+”、“翻页-”来观看测试的图像。

用鼠标单击一次“翻页+”键可观看下一幅图像，单击“翻页-”可查看上一幅图像，如用鼠标按住“翻页”键不松，则可进行快速翻页。

当您挑出合适的图像后，可单击相应结果图像框，即将图像存入结果。

如果要取消结果图像可用鼠标双击图像结果。

通过单击“试样 1”、“试样 2”、“试样 3”、“试样 4”键可在四个试样的结果中翻页。

4、图像的存取操作

存盘时可通过“设置”功能选择存储全部的图像或只存储结果，使用方法见下一节内容。


存盘和读盘在操作上是一样的。

按“存盘”或“读盘”键后屏幕显示选单：

系统图像文件目录默认为：“C:\Program Files\微机灰熔点”您也可以自己选择合适的目录。

当选择好合适的目录后，在文件名一栏中输入需要读出或调用的试样文件名，然后单击“打开”或“存入”键，即可将计算机内存储的测试结果读出或将测试结果存入计算机。

如果要取消操作可单击“取消”键。



5、设置

通过设置功能可选择图像存储方式及观查图像变化情况，以便调整摄像头的光圈及焦距。

按“设置”键后屏幕出现选单：



单击存储方式框中的圆点可选择存储方式。

调节亮度及对比度可选择合适的图像方式。

注意：在此状态下图像连续在监视区显示，如设置完成，应及时退出设置状态。



八、使用注意事项

- 1、灰熔点炉体的电源应在开始实验时再打开，做完实验后应及时关闭，以免对炉体加热元件造成损坏。
- 2、计算机的图形分辨率应设置为 640×480 ，图像应设置为 16 位。
- 3、计算机的屏幕保护程序应关闭。
- 4、计算机的显示器电源管理应关闭。
- 5、仪器须有良好接地。
- 6、在安装或拆卸炉子时应小心，勿损伤硅碳管，勿使炉体受强烈振动。
- 7、最大使用电流勿超过 30A。
- 8、仪器应放在干燥、通风的地方，不能在炉内处理水分较高的物质。

9、炉内严禁通入氯气，在用无烟煤控制气体成分时勿用硫分高者。

10、在安装炉子时注意使硅碳管与刚玉内、外套管之间有一定的空隙。因为在煤灰熔融性测定中，炉内有 CO 生成，同时碳化硅在氧气不足时会按 $\text{SiC}+1.5\text{O}_2=\text{SiO}_2+\text{CO}$ 反应式氧化而生成 CO_2 ，这些 CO 在氧化气不足时会发生： $2\text{CO}=\text{CO}_2+\text{C}$ 反应而析出碳，析出之碳如沉积在硅碳管之螺纹带缝隙处会形成短路而烧坏调压器，所以在硅碳管和刚玉内、外套管之间应留适当的空隙使硅碳管周围保持少量的空气，将析出之碳烧掉并防止局部过热。

11、仪器背面有裸露高压线，请勿触摸。仪器移动时，须先将电源切断。



鹤壁市民生科技开发有限责任公司

MingShen Science & Technology Development Corporation Limited

~~~~~  
电话：0392-3313798 2170277

传真：0392-2172001 3378388

QQ: 1006947583、2436883037

网址：<http://www.caiheht.com>

手机：15303929257、18939292509

**鹤壁市民生科技开发有限责任公司**  
**(原鹤壁市电子工程研究所)**

地址：河南省鹤壁市淇滨大道41号  
电话：0392-3313798 2170277  
传真：0392-3378388 2172001  
网址：[www.caiheht.com](http://www.caiheht.com)  
邮编：458030